

Bienveillance & Prévention @ résidence

SOLUTIONS DE PREVENTION ET SECURISATION DES RESIDENTS

LES SOLUTIONS DE SUIVI & COORDINATION : L'EXTRANET ET L'APPLICATION MOBILE

**DEVIS PROJET BIENVEILLANCE & PREVENTION @ RESIDENCE
POUR LES RESIDENCES AUTONOMIE**

Prolonger le **maintien à domicile** lorsqu'il est souhaité grâce à un meilleur accompagnement (humain et technologique)

-

Soulager et rassurer les **proches**

Aider la **coordination** des professionnels intervenants en résidence autonomie

Sécuriser le bénéficiaire à son domicile

Maintenir et renforcer **l'autonomie** du senior

Prévenir une fragilisation naissante

SOLUTIONS DE PREVENTION ET SECURISATION DU RESIDENT

SOLUTIONS TECHNIQUE DANS LE LOGEMENT



Interphone + médaillon détecteur de chute

+ actimétrie

+ boîte à clé

+ capteur de présence lit

+ détecteur de fumée connecté



La solution capteur de lit permet :

- d'enrichir la solution Otono-me grâce à la **détection de la présence ou non de la personne dans son lit** : par exemple, le service sera plus réactif pour détecter un éventuel problème la nuit tel qu'une chute.
- de **suivre la qualité du sommeil** du bénéficiaire et de pouvoir détecter d'éventuelles fragilisation ou situations anormales (ex : nombre de levers nocturnes trop important → possible nycturie)
- Fonctionne en WIFI : si le bénéficiaire ne dispose pas de WIFI, **un galet 3G est fourni**



Voici les fonctionnalités principales de cet appareil :

- Bouton pour **appel à l'aide volontaire**
- Capteurs avec accéléromètre **détectant uniquement les chutes lourdes**
- En cas de détection automatique de chute, si le porteur ne se relève pas dans les 20 secondes, le détecteur de chute se met à vibrer et la led clignote pendant 20 secondes supplémentaires avant d'envoyer l'alarme.
- Un capteur capacitif permet d'annuler l'envoi d'une éventuelle fausse alarme en recouvrant complètement le produit avec la main pendant 2 secondes. Quand le détecteur de chute arrête de vibrer, le porteur doit retirer la main.
- Détecte environ 40% des chutes : **meilleure solution de détection de chutes sur le marché à ce jour**



3. Sécurité

✓ ***Un problème ? Besoin d'être rassuré(e) ?***

Appuyez sur le bouton pour appeler le plateau d'écoute, ils sont là pour vous !

✓ Coordination avec les équipes de la résidence.

✓ ***Un problème alors que vous ne portez pas votre médaillon d'appel ou ne pouvez pas appuyer ?***

Le service détecte automatiquement un comportement inhabituel dans vos habitudes de vie (ex : chute, malaise). Il en informe directement le plateau d'écoute.

✓ Un problème alors que vous êtes en dehors de votre logement dans ou aux abords de votre résidence autonomie ? votre bracelet d'alerte fonctionne dans les espaces commun et des caméras intelligentes qui sécurise la résidence permetrons aux équipes de l'établissement de vous secourir rapidement de jour comme de nuit.

X 2 POSTES IRIS PRO MOBILE FONCTIONS 3 EN 1

- 1- SOLUTION DE PROTECTION TRAVAILLEUR ISOLE GEOLOCALISER (ex: astreinte nuit)
- 2- SUPPORT MOBILE AVEC APPLICATION POUR TELESURVEILLANCE DE LA RESIDENCE ET DES RESIDENTS, RECEPTION DES ALERTES ET NOTIFICATIONS.
- 3- TELEPHONE POUR COMMUNICATION ILLIMITE




IRIS PACK E-SANTÉ NOS OUTILS DE TÉLÉMÉDECINE AU CŒUR DE NOS SOLUTIONS DE TÉLÉASSISTANCE.




Iris assistance innove en proposant des outils de télémédecine connectés au PORTAIL SÉCURISÉ IRIS BIENVEILLANCE. Ce pack E-santé complète déjà nos solutions de téléassistance établissements et nos solutions domicile et sénior.





Schéma gestion des alertes des résidents



Organisation du réseau de solidarité à déterminer, exemple:




Boite à clé incluse



**Envoi mail du rapport de levée de doute
après chaque alerte vers direction résidence
AMAD**

LES SOLUTIONS DE SUIVI & COORDINATION :

L'EXTRANET, CAMERA ET L'APPLICATION MOBILE



Application Iris Bienveillance Pour les familles

Vision des alertes, suivi de l'activité au domicile
et notifications personnalisées



Extranet Iris Bienveillance Pour les coordonnateurs/trices


Vision des alertes et levées de doute, suivi de l'activité
et signaux faibles (**téléassistance et télévigilance**)


Données de Santé stocké sur le portail



Protection de la résidence Caméra intelligente

application vision à distance pour Astreinte
données vidéo sécuriser **UNIQUEMENT**
DANS LES PARTIE COMMUNE DE
L'ETABLISSEMENT








Cliquez sur le bouton « *Voir mon parc* » et accédez à la liste détaillée de tous les résidents du parc.

Les informations indispensables sont directement accessibles (Nom, prénom, organisation, date d'installation, état du système, dernière détection, etc). La colonne détail permet d'accéder aux informations détaillées d'un résident.



IRIS bienveillance

SE DÉCONNECTER

Accueil / Liste bénéficiaires

Rechercher

Référence -	Nom -	Prénom -	Organisation -	Date install -	Etat -	Détection -	Zone	Domicile -	Détail
					A installer				>
				14/02/2010	Adst	11.55	Entrée		>
				14/01/2010	Adst	11.49	Salon 2		>
				05/06/2010	Adst	10/11/2010 09:07	Entrée		>
				17/04/2010	Adst	11.40	Cuisine		>
				23/07/2010	Adst	12.00	Salon		>
				14/06/2010	Adst	11.45	Salon		>
				14/06/2010	Adst	12.00	Salon		>

Historique des alertes

23

30 derniers jours

131

6 derniers mois

Cliquez sur le bouton « *historique des alertes* » vous permet d'accéder à l'ensemble des alertes des différents systèmes installés (médaillon d'appel, géolocalisation, anomalie d'activité)

Accueil / Historique des alertes



Réf. utilisateur ▼	Nom ▼	Prénom ▼	Heure alerte ▼	Détection	Type alerte	Destinataires	Détail
00001111	WEINER	Paul	13:00	Chambre	Paul n'a pas quitté son lit entre 9h et 12h	Plateau Aidants	>
00001112	PICCOLO	Pablo	13:05	Médaillon	Pablo a appuyé sur son médaillon à 13:05	Plateau	>
00001113	AMÉLIE	Corpiz	12:50	Extérieur	Amélie est sortie depuis plus de 4h	Plateau Aidants	>
00001114	MÉLANIE	Saurona	11:47	Salon	Mélanie n'a pas été dans le salon entre 9h et 12h	Plateau Aidants	>
00001115	MARIE-JEANNE	Chaubond	11:21	Médaillon	Marie-Jeanne a appuyé sur son médaillon à 11:21	Plateau	>

Signaux Faibles

46

50 derniers jours

265

6 derniers mois

Cliquez sur le bouton « *Signaux faibles* » vous permet d'accéder à l'ensemble des signaux faibles générés pour tous les bénéficiaires du parc.

Apport de la démarche Signaux faibles

Permet de suivre dans le temps le niveau d'activité d'un résident, sur la base d'un système de capteurs

De détecter des évolutions anormales des activités caractéristiques de la fragilité en amont d'une trop grande dégradation

De sécuriser efficacement un résident qui fait l'objet d'un suivi gériatrique

De coordonner les moyens autour du patient :

En relation avec les soignants


En s'appuyant sur le télésuivi intelligent (capteurs + AI) du patient



Une application mobile pour les familles

- ✓ Uniquement si accord du senior: cocher la case « Accès application » dans le contrat
- ✓ Informations **en temps réel** : activité journalière, sorties du domicile
- ✓ Notifications personnalisées **paramétrables**
- ✓ Un mode **non intrusion** et possibilité de **désactiver le service**

Mode démonstration **application Iris Bienveillance**



Apple Store Google Play Sur le web

Contact IRIS : Arnaud Grimault
Mail : contact@iris-assistance.r
Tel: [05 55 12 82 82](tel:0555128282)

BIENVEILLANCE & PREVENTION @ RESIDENCE



IRIS assistance
Téléassistance : Aide - Protection - Secours